




INGLAZE decorating Pigment

イングレース絵付

ポーンチャイナや白磁の磁器に、イングレース専用絵具で彩色したのち 1050℃～1250℃の高温焼成。本焼きより少し低い温度で焼成することによって、釉薬のみ溶けそのガラス質の中に絵具が沈みこみ発色し、そのガラス質でコーティングされ、艶のある柔らかく優雅な仕上がりになります。この仕上がりが通常の絵付けとの違いです。

溶剤は水溶性メジウム、膠、油性メジウムを使用。



濃紺 T00427 5g 1,000円
ブラウン T00501 5g 1,000円
ブラック T00703 5g 1,000円

有害物質につき下記に注意!
オレンジ T00316 5g 1,000円
レッド T00623 5g 1,000円

食器としての安全性

通常の上絵付けは、800℃前後と低温焼成のため、磁器の釉面上に絵具がのった状態で刷毛あとがのこる良さもあるが、摩擦に弱いという事があります。イングレース技法は、高温焼成のため食器と使用するにも、釉薬の中に絵具が入り絵具が剥がれる事がなく、安全な食器装飾に最適で、あなたのオリジナルの食器が出来ます。

- 重ね塗りは同色、同系色は可能ですが、基本的に色の重ね塗りは、良い結果が出ません。
- 上絵具とは混色できませんので、ご注意ください。
- 淡い色は、溶剤や透明フラキッス (T00101) など混合します。
- 素材による参考焼成温度
Bone China: 1050℃～1120℃ Porcellana : 1200℃～1230℃

●主成分 顔料、一部化学化合物(有害物質)が含まれています。無鉛製品。
●陶絵付け以外に使用しないでください。
●人体に使用禁止。●必要に応じて防護マスクを着用すること。
●口や目に入れないこと。
●万が一、目・鼻・口などに入ったときには直ちにきれいな水で洗い流し、医師の処置を受けて下さい。
●使用後は手を洗うこと。
●子供の手の届かない所に保管すること。
●焼成温度 1050℃～1250℃
●絵付工房 陶彩
256-0803 小田原市中村原 22
Tel:0465-43-2852
池田博美



●有害物特定商品購入について Orange T00316 Red T00623 は、お買い上げには、有害物特定商品につき購入事前に譲受書に住所、受領印が必要になります。

■イングレース顔料 申し込み用紙

FAX; 0465-43-3001

■Azzurro T00806	5g @1,000円 ×	個	合計	円	■SKY Blue T00801	5g @1,000円 ×	個	合計	円		
■Green T00405	5g @1,000円 ×	個	合計	円	■Yellow T00311	5g @1,000円 ×	個	合計	円		
■DeeoBrown T00528	5g @1,000円 ×	個	合計	円	■RedViolet T00922	5g @1,000円 ×	個	合計	円		
□FLUX Mixing T00101	10g @1,000円 ×	個	合計	円	□Relief Flux T00280	10g @2,000円 ×	個	合計	円		
□	g @	円 ×	個	合計	円	□	g @	円 ×	個	合計	円
□	g @	円 ×	個	合計	円	□	g @	円 ×	個	合計	円
合計金額	5,000円以上送料無料		送料	500円	■支払い金額合計				円		

■お支払いは、お申し込み確認メール後、お手数ですが銀行振込でお願いいたします。

お名前 _____ 電話番号 _____ 申し込み日時 年 月 日

お届け住所 / 〒 _____

E-Mail _____